Wondfo

Analizador de Coagulación Óptico para Veterinaria





NX 102

Analizador para el Diagnóstico y Monitorización del estado Hemostásico en perros y gatos:



FIB (Fibrinógeno).

TT (Tiempo de Trombina).

ACT (Tiempo de Coagulación Activada).

APTT (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada).

PT / INR (Tiempo de Protrombina) / (Ratio Internacional Normalizado).

- **Pruebas Individuales**, listas para usar. Larga caducidad . Conservación Tª Amb.
- Mínimo Volumen de Muestra: (20 µL de Sangre Citratada por test) .
- Velocidad de Muestreo ≤5 minuto.
- **LIGERO :** (850gr) **PORTÁTIL** : 220*175*130 mm **AUTÓNOMO :** Bateria de Litio

- Exámenes Pre-Operatorios o Intra-Operatotios,
- Deficiencias congénitas o adquiridas de Factores de Coagulación Sanguineo (común en algunas Razas).
- Tendencias a sangrado en diversas Enfermedades Hepáticas.
- Diabetes.
- Detección de Coagulación y Terapias Trombolíticas.
- Diagnóstico de intoxicación por venenos, Golpes de Calor,
- Trombosis Arteriales (común en Felinos) y Venosas (común en caninos).
- Déficit de Vitamina K, Monitorización de procesos Hepáticos.
- Monitorización en Quemados , Infecciones Agudas, Tumores, Sepsis, Síndrome Nefrítico, uremias ...

luz.duan@wondfo.com.cn Tel: +86 20-32293661

Wondfo